

遠沈管フローターラック “Jellyfish”



フローターラック
としても使える
遠沈管専用ラック



オートクレーブ可能

丈夫なポリプロピレン製なので、オートクレーブ可能です。

TWO WAY 仕様

ラックだけでなく、フローターとしても使える
TWO WAY 仕様。




15mL・50mL遠沈管各4本立て



フローターとしても使えます

ラック
として

トレイを底にセットし、
受け皿として使用します。



フローター
として

トレイを上面にセットし、
浮力で遠沈管が
浮き上がるのを防止します。



品番	品名	入数	価格
1541-809	遠沈管フローターラック "Jellyfish"	1個	1,600円

発売元 **ワトソン株式会社** <https://www.watson.co.jp>
E-mail: tcr@watson.co.jp

東日本営業所 〒116-0003 東京都荒川区南千住 6丁目 57-12 TEL:03-5615-3591 FAX:03-5615-3592
西日本営業所 〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷 2-2-7 TEL:078-991-4489 FAX:078-991-4491

つくる、遺伝子。

製造元 **深江化成株式会社**