

## ワトソンの三重包装シリーズ

クリーンな環境、CPC施設でのご使用に。

# 粒

sui



オール  
プラスチック  
包装

# Tip & Tube



## 製品証明書を発行いたします。

滅菌、各種試験の実施を証明する製品試験書をロットごとに発行可能です。



### RNase/DNase測定試験クリア

ワトソン独自の厳重な品質体制が敷かれたクリーンな環境で生産された製品は、厳しい品質基準で検査されており、ご要望に応じてロット毎にRNase/DNase 証明書を発行致します。



パイロジェンテスト  
エンドキシンレベル  
=0.05EU/mL以下を実現

\*日本薬局方を参考にエンドキシン試験比色法を行っています。



電子線照射済み  
(有効期限:3年間)



無菌試験済み

※社内テストによる

**\*特注対応可能\***

納入仕様(入り数等)にご希望がある場合は、ご相談ください。

・改良のため、予告なく形状・仕様変更する場合がございます。 ・本製品は医療機器ではございません。

高い清浄度を  
求められる環境でも  
安心して  
お使いいただけます

1  
重目

個別キャンディ包装



袋:PP製

1袋 1本入

2  
重目

イージーピールパック



袋:(主材料)トップPET製・ボトムナイロン製

1パック 5本入

3  
重目

ミシン目入りチャック袋



袋:PE製

1袋 50本入 (5本入×10/パック)

## 三重包装シリーズ 粹<sup>sui</sup> ラインナップ

※納期はお問い合わせください。

### Filter Tip



フィルターチップ

10μL

T119-207CS



20μL

T119-20S




200μL

T119-200S



1000μL

T119-1000S



品番	タイプ	品名	入数
T119-207CS	フィルターチップ	10μL 個別三重包装Fチップ <b>個別滅菌</b>	250本 (5本×10/パック×5袋)
T119-20S	フィルターチップ	20μL 個別三重包装Fチップ <b>個別滅菌</b>	250本 (5本×10/パック×5袋)
T119-200S	フィルターチップ	200μL 個別三重包装Fチップ <b>個別滅菌</b>	250本 (5本×10/パック×5袋)
T119-1000S	フィルターチップ	1000μL 個別三重包装Fチップ <b>個別滅菌</b>	250本 (5本×10/パック×5袋)

### Normal Tip



ノーマルチップ

250μL

T118-801CS



品番	タイプ	品名	入数
T118-801CS	ノーマルチップ	250μL 個別三重包装チップ <b>個別滅菌</b>	250本 (5本×10/パック×5袋)

### Micro Tube



マイクロチューブ

1.5mL

T119-7155CS



2.0mL

T119-620CS



品番	タイプ	品名	入数
T119-7155CS	チューブ	1.5mL 個別三重包装チューブ <b>個別滅菌</b>	250本 (5本×10/パック×5袋)
T119-620CS	チューブ	2.0mL 個別三重包装チューブ <b>個別滅菌</b>	250本 (5本×10/パック×5袋)

Something Different.

**WATSON** <sup>BIO LAB</sup>  
MADE IN JAPAN SINCE 1988

<https://www.watson.co.jp>

発売元

**ワトソン株式会社**

E-mail: [tcr@watson.co.jp](mailto:tcr@watson.co.jp)

東日本営業所

〒116-0003  
東京都荒川区南千住6丁目57-12  
TEL:03-5615-3591 FAX:03-5615-3592

西日本営業所

〒651-2241  
兵庫県神戸市西区室谷2-2-7  
TEL:078-991-4489 FAX:078-991-4491

製造元

**深江化成株式会社**

※掲載価格には消費税は含まれておりません ※製品の仕様・価格等は予告なしに変更することがあります。