

再生医療向け三重包装



*Triple-package
"sui"*

再生医療向け 三重包装「粹 -sui-」

クリーンな環境、CPC 施設でのご使用に。

ワトソンの三重包装シリーズ

粹



オール
プラスチック
包装

sui



Tip & Tube

高い清浄度を求められる環境でも安心してお使いいただけます。



1重目
個別キャンディ包装
1袋1本入

袋:PP製



2重目
イージーピールパック
1パック5本入

袋:(主材料)トップPET製・ボトムナイロン製



3重目
マシン目入りチャック袋
1袋50本入(5本入×10/パック)

袋:PE製

RNase/DNase 測定試験クリア
ワトソン独自の厳重な品質体制が敷かれたクリーンな環境で生産された製品は、厳しい品質基準で検査されており、ご要望に応じてロット毎に RNase/DNase 証明書を発行致します。

パイロジェンフリー エンドキシンレベル =0.05EU/mL以下を実現
*日本薬局方を参考にエンドキシン試験比色法を行っています。

電子線照射済み (有効期限:3年間)

無菌試験済み ※社内テストによる

・改良のため、予告なく形状・仕様変更する場合がございます。
・本製品は医療機器ではございません。

粹^{sui}
三重包装 粹 -sui-

三重包装シリーズ「粹」ラインナップ




フィルターチップ



実物大

チップ: ポリプロピレン製 フィルター: ポリエチレン製

10 μ L



T119-207CS

50 mm

20 μ L



T119-20S

53 mm

200 μ L



T119-200S

53 mm

1000 μ L



T119-1000S

80 mm



※納期はお問い合わせ下さい。

品番	タイプ	品名	入数	価格	単価
T119-207CS	フィルターチップ	10 μ L 個別三重包装Fチップ 個別滅菌	250本 (5本 \times 10パック \times 5袋)	37,500円	150円
T119-20S	フィルターチップ	20 μ L 個別三重包装Fチップ 個別滅菌	250本 (5本 \times 10パック \times 5袋)	37,500円	150円
T119-200S	フィルターチップ	200 μ L 個別三重包装Fチップ 個別滅菌	250本 (5本 \times 10パック \times 5袋)	37,500円	150円
T119-1000S	フィルターチップ	1000 μ L 個別三重包装Fチップ 個別滅菌	250本 (5本 \times 10パック \times 5袋)	37,500円	150円



ノーマルチップ



実物大

ポリプロピレン製

250 μ L



T118-801CS

89 mm



※納期はお問い合わせ下さい。

品番	タイプ	品名	入数	価格	単価
T118-801CS	ノーマルチップ	250 μ L 個別三重包装チップ 個別滅菌	250本 (5本 \times 10パック \times 5袋)	32,500円	130円



チューブ



実物大

ポリプロピレン製

1.5 mL

T119-7155CS



38.7 mm

2.0 mL

T119-620CS



39.9 mm



※納期はお問い合わせ下さい。

品番	タイプ	品名	入数	価格	単価
T119-7155CS	チューブ	1.5 mL 個別三重包装チューブ 個別滅菌	250本 (5本 \times 10パック \times 5袋)	45,000円	180円
T119-620CS	チューブ	2.0 mL 個別三重包装チューブ 個別滅菌	250本 (5本 \times 10パック \times 5袋)	45,000円	180円