


フィルターチップ

Filter Tips

10 μ L


目盛付ショートハイパーフィルターチップ



実物大




チップ・プレート: ポリプロピレン製
フィルター: ポリエチレン製



品番	品名	入数	価格	単価	大箱
125-10S	10 μ Lショートハイパーフィルターチップ システムラック 滅菌	96本×10ラック	16,000円	16.7円	50ラック
127-10S	10 μ Lショートハイパーフィルターチップ 交換プレート 滅菌	96本×10プレート	12,500円	13.1円	50プレート

10 μ L


目盛付ロングハイパーフィルターチップ



実物大



チップ・プレート: ポリプロピレン製
フィルター: ポリエチレン製



品番	品名	入数	価格	単価	大箱
125-10XS	10 μ Lロングハイパーフィルターチップ システムラック 滅菌	96本×10ラック	16,000円	16.7円	50ラック
127-10XS	10 μ Lロングハイパーフィルターチップ 交換プレート 滅菌	96本×10プレート	12,500円	13.1円	50プレート

20 μ L


ハイパーフィルターチップ



実物大



チップ・プレート: ポリプロピレン製 フィルター: ポリエチレン製



品番	品名	入数	価格	単価	大箱
125-20S	20 μ Lハイパーフィルターチップ システムラック 滅菌	96本×10ラック	16,000円	16.7円	50ラック
127-20S	20 μ Lハイパーフィルターチップ 交換プレート 滅菌	96本×10プレート	12,500円	13.1円	50プレート

交換プレートを使うと更に経済的


ポリカーボネート製のシステムラックにワンタッチで詰め替え可能です。
※ハイパーフィルターチップは全て放射線滅菌済みです。
(オートクレーブ不可)



1. チップがなくなる。プレートを取り外す。



2. システムラックの蓋を載せて紙製スカートを外す。



3. セット完了。



100μL

ハイパーフィルターチップ




実物大

53 mm



チップ・プレート: ポリプロピレン製 フィルター: ポリエチレン製



125-100S

100 μL
ハイパーフィルターチップ
システムラック

127-100S

100 μL
ハイパーフィルターチップ
交換プレート



品番	品名	入数	価格	単価	大箱
125-100S	100 μLハイパーフィルターチップ システムラック 滅菌	96本×10ラック	16,000円	16.7円	50ラック
127-100S	100 μLハイパーフィルターチップ 交換プレート 滅菌	96本×10プレート	12,500円	13.1円	50プレート

200μL

ハイパーフィルターチップ




実物大

53 mm



チップ・プレート: ポリプロピレン製 フィルター: ポリエチレン製



125-200S

200 μL
ハイパーフィルターチップ
システムラック

127-200S

200 μL
ハイパーフィルターチップ
交換プレート



品番	品名	入数	価格	単価	大箱
125-200S	200 μLハイパーフィルターチップ システムラック 滅菌	96本×10ラック	16,000円	16.7円	50ラック
127-200S	200 μLハイパーフィルターチップ 交換プレート 滅菌	96本×10プレート	12,500円	13.1円	50プレート

200μL

目盛付ロングハイパーフィルターチップ




実物大

89 mm



チップ・プレート: ポリプロピレン製 フィルター: ポリエチレン製



125-200XS

200 μL ロング
ハイパーフィルターチップ
システムラック

127-200XS

200 μL ロング
ハイパーフィルターチップ
交換プレート




品番	品名	入数	価格	単価	大箱
125-200XS	200 μLロングハイパーフィルターチップ システムラック 滅菌	96本×10ラック	17,800円	18.6円	50ラック
127-200XS	200 μLロングハイパーフィルターチップ 交換プレート 滅菌	96本×10プレート	14,300円	14.9円	50プレート

※200XSチップご使用上の注意を33ページに掲載しています。ご確認ください。

フィルターチップ ハイパーフィルターチップ

1000 μ L


目盛付ハイパーフィルターチップ



実物大



チップ・プレート: ポリプロピレン製 フィルター: ポリエチレン製



品番	品名	入数	価格	単価	大箱
125-1000S	1000 μ Lハイパーフィルターチップ システムラック 滅菌	96本×10ラック	17,500円	18.3円	50ラック
127-1000S	1000 μ Lハイパーフィルターチップ 交換プレート 滅菌	96本×10プレート	14,000円	14.6円	50プレート

フィルターチップ ハイパーフィルターチップ

1200 μ L


目盛付エクストラロングハイパーフィルターチップ



実物大



チップ・プレート: ポリプロピレン製 フィルター: ポリエチレン製



品番	品名	入数	価格	単価	大箱
125-1200S	1200 μ Lエクストラロングハイパーフィルターチップ システムラック 滅菌	96本×10ラック	22,000円	23.0円	50ラック
127-1200S	1200 μ Lエクストラロングハイパーフィルターチップ 交換プレート 滅菌	96本×10プレート	17,400円	18.2円	50プレート

エクストラロングチップ
ご使用上の注意 ➡ **33ページを
ご覧下さい**



ヌクレアーゼフリーマーク

このマークがついた製品は、RNase / DNase / Human-DNA フリーです。
ワトソン独自の厳重な品質体制が敷かれたクリーンな環境で生産されたこれらの製品は、厳しい品質基準で検査されており、ご要望に応じてロット毎にRNase / DNase証明書を発行致します。




パイロジェンフリーマーク


[エンドキシンテスト方法]
日本薬局方を参考に、エンドキシン試験比色法により、0.05EU/mL以下であることを確認しています。

10 μ L

目盛付ショートスタンダードフィルターチップ



実物大



1251-204CS
10 μ Lショート
フィルターチップ
システムラック



1251P-204CS
10 μ Lショート
フィルターチップ
システムラック (PP)

1271-204CS
10 μ Lショート
フィルターチップ
交換プレート




チップ・プレート: ポリプロピレン製
フィルター: ポリエチレン製



品番	品名	入数	価格	単価	大箱
1251-204CS	10 μ Lショートフィルターチップ システムラック 滅菌	96本×10ラック	14,500円	15.1円	50ラック
1251P-204CS	10 μ Lショートフィルターチップ システムラック (PP) 滅菌	96本×10ラック	12,500円	13.1円	50ラック
1271-204CS	10 μ Lショートフィルターチップ 交換プレート 滅菌	96本×10プレート	11,300円	11.8円	50プレート

10 μ L


目盛付ロングスタンダードフィルターチップ



実物大



1252-207CS
10 μ Lロング
フィルターチップ
システムラック



1252P-207CS
10 μ Lロング
フィルターチップ
システムラック (PP)

1272-207CS
10 μ Lロング
フィルターチップ
交換プレート



チップ・プレート: ポリプロピレン製
フィルター: ポリエチレン製



品番	品名	入数	価格	単価	大箱
1252-207CS	10 μ Lロングフィルターチップ システムラック 滅菌	96本×10ラック	14,500円	15.1円	50ラック
1252P-207CS	10 μ Lロングフィルターチップ システムラック (PP) 滅菌	96本×10ラック	12,500円	13.1円	50ラック
1272-207CS	10 μ Lロングフィルターチップ 交換プレート 滅菌	96本×10プレート	11,300円	11.8円	50プレート

20 μ L

スタンダードフィルターチップ



実物大




124-20S
20 μ Lフィルターチップ
システムラック



124P-20S
20 μ Lフィルターチップ
システムラック (PP)

126-20S
20 μ Lフィルターチップ
交換プレート



チップ・プレート: ポリプロピレン製 フィルター: ポリエチレン製



品番	品名	入数	価格	単価	大箱
124-20S	20 μ Lフィルターチップ システムラック 滅菌	96本×10ラック	14,500円	15.1円	50ラック
124P-20S	20 μ Lフィルターチップ システムラック (PP) 滅菌	96本×10ラック	12,500円	13.1円	50ラック
126-20S	20 μ Lフィルターチップ 交換プレート 滅菌	96本×10プレート	11,300円	11.8円	50プレート

フィルターチップ


100 μ L

スタンダードフィルターチップ



実物大

53 mm




124-100S
100 μ Lフィルターチップ
システムラック



124P-100S
100 μ Lフィルターチップ
システムラック (PP)

126-100S
100 μ Lフィルターチップ
交換プレート



チップ・プレート: ポリプロピレン製 フィルター: ポリエチレン製



品番	品名	入数	価格	単価	大箱
124-100S	100 μ Lフィルターチップ システムラック	96本×10ラック	14,500円	15.1円	50ラック
124P-100S	100 μ Lフィルターチップ システムラック (PP)	96本×10ラック	12,500円	13.1円	50ラック
126-100S	100 μ Lフィルターチップ 交換プレート	96本×10 プレート	11,000円	11.5円	50プレート

200 μ L

スタンダードフィルターチップ



実物大

53 mm




1252-703CS
200 μ Lフィルターチップ
システムラック



1252P-703CS
200 μ Lフィルターチップ
システムラック (PP)

1272-703CS
200 μ Lフィルターチップ
交換プレート




チップ・プレート: ポリプロピレン製 フィルター: ポリエチレン製



品番	品名	入数	価格	単価	大箱
1252-703CS	200 μ Lフィルターチップ システムラック	96本×10ラック	14,500円	15.1円	50ラック
1252P-703CS	200 μ Lフィルターチップ システムラック (PP)	96本×10ラック	12,300円	12.9円	50ラック
1272-703CS	200 μ Lフィルターチップ 交換プレート	96本×10 プレート	11,300円	11.8円	50プレート

200 μ L

目盛付ロングスタンダードフィルターチップ



実物大

89 mm




1252-801CS
200 μ Lロング
フィルターチップ
システムラック




1252P-801CS
200 μ Lロング
フィルターチップ
システムラック (PP)

1272-801CS
200 μ Lロング
フィルターチップ
交換プレート



ロング



全長89 mmの長さがあるので
Φ12×75 mmの5 mLテスト
チューブなどの使用に便利です。

チップ・プレート: ポリプロピレン製 フィルター: ポリエチレン製




※801CSチップご使用上の
注意を33ページに掲載
しています。
ご確認ください。

品番	品名	入数	価格	単価	大箱
1252-801CS	200 μ Lロングフィルターチップ システムラック	96本×10ラック	16,300円	17.0円	50ラック
1252P-801CS	200 μ Lロングフィルターチップ システムラック (PP)	96本×10ラック	14,100円	14.7円	50ラック
1272-801CS	200 μ Lロングフィルターチップ 交換プレート	96本×10 プレート	12,800円	13.4円	50プレート

300 μ L

スタンダードフィルターチップ



実物大



チップ・プレート: ポリプロピレン製 フィルター: ポリエチレン製



品番	品名	入数	価格	単価	大箱
124-300S	300 μ L フィルターチップ システムラック	滅菌 96本×10ラック	16,000円	16.7円	50ラック
126-300S	300 μ L フィルターチップ 交換プレート	滅菌 96本×10プレート	12,500円	13.1円	50プレート

1000 μ L

目盛付スタンダードフィルターチップ





実物大



チップ・プレート: ポリプロピレン製 フィルター: ポリエチレン製




品番	品名	入数	価格	単価	大箱
124-1000S	1000 μ L ロングフィルターチップ システムラック	滅菌 96本×10ラック	16,000円	16.7円	50ラック
124P-1000S	1000 μ L ロングフィルターチップ システムラック (PP)	滅菌 96本×10ラック	14,000円	14.6円	50ラック
126-1000S	1000 μ L ロングフィルターチップ 交換プレート	滅菌 96本×10プレート	12,500円	13.1円	50プレート



1200 μ L

目盛付エクストラロングフィルターチップ



実物大



チップ・プレート: ポリプロピレン製 フィルター: ポリエチレン製




品番	品名	入数	価格	単価	大箱
124-1200S	1200 μ L エクストラロングフィルターチップ システムラック	滅菌 96本×10ラック	20,200円	21.1円	50ラック
126-1200S	1200 μ L エクストラロングフィルターチップ 交換プレート	滅菌 96本×10プレート	15,600円	16.3円	50プレート

エクストラロングチップ
ご使用上の注意  33ページを
ご覧下さい

フィルターチップ

5 mL

目盛付マクロフィルターチップ



チップ・プレート: ポリプロピレン製 フィルター: ポリエチレン製



品番	品名	入数	価格	単価	大箱
124-5000S	5 mLフィルターチップ システムラック 滅菌	24本×1ラック	3,100円	129.2円	10ラック
126-5000S	5 mLフィルターチップ 交換プレート 滅菌	24本×1プレート	2,600円	108.4円	10プレート




124-5000S
5 mLフィルターチップ
システムラック



126-5000S
5 mLフィルターチップ
交換プレート

5 mL




DNase/RNase
フリー

品番	品名	入数	価格	単価
240-405CS	5 mLフィルターチップラック エッペン/ハイオヒット用 滅菌	50本×1ラック	11,000円	220.0円

240-405CS
5 mLフィルターチップラック



5 mL



DNase/RNase
フリー


品番	品名	入数	価格	単価
240-407CS	5 mLフィルターチップラック ギルソン用 滅菌	50本×1ラック	11,000円	220.0円

240-407CS
5 mLフィルターチップラック



10 mL

DNase/RNase
フリー



品番	品名	入数	価格	単価
240-409CS	10 mLフィルターチップラック ギルソン用 滅菌	25本×1ラック	10,800円	432.0円

240-409CS
10 mLフィルターチップラック

