

ラック・スタンド・ケース

*Racks/Standards/Cases*

WATSON

## チューブスタンド




ポリプロピレン製




### ECOラック

100%再生ポリプロピレンで製造されたエコノミー＆エコロジーな製品です。一般的な80本立てラックより一回り大きい96本立ての1.5 / 2.0 mL用マイクロチューブスタンドです。側面には横軸の目安となる、書き込み用フロストがあり、各ウェルの底はチューブを安定させる形状になっています。

サイズ: W240.2 mm × D76.7 mm × H26.5 mm




48ウェルが2面斜交いになった96本立てです。



ウェル間隔は18 mmピッチなので1チャンネルとばしにチップを装着した「歯抜け」マルチチャンネルピペットが使用できます。

#### 「歯抜け」マルチチャンネルピペットの準備



各ウェルの底はチューブを安定させる形状になっています。



1. チップ入りラックと空ラックを用意




2. マルチチャンネルピペットで1列とばして移植します。



3. ラックの向きを変えて1チャンネルとばしてチップを装着します。

品番	品名	入数	価格
1521-902□	ECOラック96穴	1個	800円
□カラー W 白 B 青 Y 黄 BL 黒			

## チューブスタンド 80穴



ポリプロピレン製

ポリプロピレン製の1.5 mL~2.0 mLのチューブが80本立てられるチューブスタンド。

豊富な9色のカラーバリエーションがあります。

サイズ: W227 mm × D66 mm × H27 mm 穴寸法 Φ11 mm




品番	品名	入数	価格
2521-802□	チューブスタンド80穴	1個	1,800円
□カラー C クリア B 青 R 赤 Y 黄 G 緑 O オレンジ V 紫 BL 黒 P ピンク			

## クリアチューブスタンド



ポリカーボネート製



1.5 mLマイクロチューブが20本立てられ、10本立てが2列階段状になっています。ポリカーボネート製で透明なので立てたままチューブの底部が良く見えます。滑り止めのラバー付き。

サイズ: W210 mm × D65 mm × H35 mm

品番	品名	入数	価格
1511-205	クリアチューブスタンド20穴	1個	1,200円



## アルミラック

腐食しにくいようにアルマイト処理されています。  
48本立てで数字とアルファベットで座標番号が印刷されています。  
実験台の上で滑らないように底部にラバーが付いています。

アルミニウム製(アルマイト処理)



4515-400



4525-400

サイズ:

(4515-400) W196 mm×D61 mm×H27 mm 穴寸法 上段Φ8 mm/下段Φ6 mm

(4525-400) W255 mm×D91 mm×H37 mm 穴寸法 上段Φ11 mm/下段Φ8 mm

品番	品名	入数	価格
4515-400	アルミラック0.5 mLチューブ用48穴	1個	5,000円
4525-400	アルミラック1.5/2.0 mLチューブ用48穴	1個	5,000円

## ピッコロラック


オートクレーブ可能な24本立てのミニチューブラックです。  
液体窒素(気相)やディープフリーザー保存も可能です。

サイズ:W118 mm×D82 mm×H52 mm


ポリカーボネート製



1522-2451



1522-2453



透明なので立てたままチューブの底部がよく見えます。  
ラック内にクラッシュアイスを入れて使用することもできます。



スクリーチューブ用ピッコロラックには各ウェルにノッチ(ギザギザ部分が)付いており、チューブのリブにフィットして片手でキャップを開閉することができます。




ウェル間隔は18 mmピッチなので1チャンネルとばしにチップを装着した「歯抜け」マルチチャンネルピペットが使用できます。

品番	品名	入数	価格	単価
1522-2451	ピッコロラック スクリューチューブ用	10個	9,500円	950円
1522-2453	ピッコロラック マイクロチューブ用	10個	9,500円	950円



## アルミブロック



アルミ切削加工で作られており、アイスバスケットに入れて急速冷凍ができます。

PCRマルチは0.2 mLが24本(2×12)、0.5 mLが5本、1.5 mLが24本(4×6)のミックス、マルチは0.5 mLが20本(4×5)、1.5 mLが24本(4×6)のミックスタイプです。


アルマイト特殊コーティング製品など特注仕様はご相談ください。

サイズ:W123 mm×D85 mm×H25 mm

アルミニウム製

品番	品名	入数	価格
956-0296	アルミブロック 0.2 mL PCRチューブ用	1個	20,000円
956-1524	アルミブロック 1.5 mL チューブ用	1個	20,000円
956-0215	アルミブロック PCRマルチ	1個	25,000円
956-0515	アルミブロック マルチ	1個	25,000円

## PCR チューブラック



1512-952

本体・フタ：ポリカーボネート製  
プレート：ポリプロピレン製



1512-952BL  
ポリプロピレン製

0.1 mL、0.2 mL PCRシングルチューブを96本収納できます。-80℃での保存やオートクレーブが可能です。遮光タイプは光に弱いサンプルの保存に最適です。

本体・フタ：ポリカーボネート製(遮光タイプはポリプロピレン製)

プレート：ポリプロピレン製

サイズ:W118 mm×D82 mm×H40 mm



品番	品名	入数	価格	単価
1512-952	PCRチューブラック96穴PC	10個	10,700円	1,070円
1512-952BL	PCRチューブラック 遮光タイプ96穴PP	10個	12,900円	1,290円



ポリプロピレン製

0.2 mL PCRチューブやプレートを収納できます。

ワークアップラックにはめ込むこともできます。

ポリプロピレン製でオートクレーブやフリーザー保存が可能です。


サイズ:W126 mm×D89 mm×H32 mm 穴寸法 Φ6 mm



品番	品名	入数	価格
2512-922□	0.2 mL PCRチューブラック96穴	1個	2,500円

□カラー B 青 G 緑

## ワークアップラック



2512-922をはめ込んで  
使用することもできます。

3種類のチューブを同時に収納できます。

1.5 mLチューブ24本 (4×6)

0.5 mLチューブ16本 (2×8)

0.2 mLチューブ32本 (4×8)

ポリプロピレン製でオートクレーブや  
フリーザー保存が可能です。

サイズ: W215 mm×D118 mm×H50 mm

穴寸法 (24本立部分) Φ11 mm

(16本立部分) Φ8 mm

(32本立部分) Φ6 mm



ポリプロピレン製

品番	品名	入数	価格
2552-222□	ワークアップラック	1個	4,800円

□カラー B 青 G 緑

## ハニカムラック

耐熱性・耐衝撃性に優れたポリカーボネート製 (プレートはポリプロピレン製) の保存ボックスです。

各社凍結保存チューブ (2.0 mLまで) が使用できます。


ズレ防止のツメがついているので積み重ねができます。

まじきりには識別に便利な番号が刻印されています。

液体窒素 (気相) やディープフリーザー保存に使用できます。

サイズ: (50穴) W146 mm×D76 mm×H55 mm

(81穴) W131 mm×D131 mm×H52 mm



1577-550



1577-850



ラック: ポリカーボネート製 プレート: ポリプロピレン製

品番	品名	入数	価格	単価
1577-550□	ハニカムラック50穴	10個	8,800円	880円
1577-850□	ハニカムラック81穴	10個	9,400円	940円


□カラー W 白 B 青 R 赤 Y 黄 G 緑





## クライオチューブボックス

クライオチューブを40本収納できます。



サイズ：  
W125 mm×D83 mm×H42 mm

1568-100



サイズ：  
W125 mm×D83 mm×H54 mm

1568-200

特殊ポリスチレン製



品番	品名	入数	価格	単価
1568-100	クライオチューブボックス40本立 1.0 mL用	10個	14,000円	1,400円
1568-200	クライオチューブボックス40本立 2.0 mL用	10個	14,000円	1,400円

## 近日発売予定 IC タグジャケット専用保存ラック

クライオチューブ用ICタグジャケット(71ページ)専用の保存ラックです。

81本立て。

ディープフリーザや液体窒素下での保存が可能です。




特殊ポリスチレン製

品番	品名	入数	価格
975-335	クライオチューブ用ICタグジャケット専用保存ラック 81穴	—	近日発売予定



## 保存ボックス

## 50穴 / 100穴チューブラック



2572-102□

2572-502□

ポリプロピレン製

ポリプロピレン製でヒンジ式フタを採用しているので  
フタの開け閉めが安全で便利です。

サイズ：(100穴) W153 mm×D140 mm×H54 mm 穴寸法 12.7 mm×12.7 mm  
(50穴) W153 mm×D71 mm×H54 mm 穴寸法 12.7 mm×12.7 mm

品番	品名	入数	価格
2572-102□	チューブラック1.5/2.0 mLチューブ用 100穴	1個	2,800円
2572-502□	チューブラック1.5/2.0 mLチューブ用 50穴	1個	2,500円
2572-502BL	チューブラック1.5/2.0 mLチューブ用 50穴ブラック	1個	4,000円

□カラー (N) ナチュラル (B) 青 (Y) 黄 (G) 緑 (O) オレンジ (P) ピンク

## ホワイトペーパーフリーズボックス

マット紙タイプのフリーズボックスです。  
光触媒コーティングされているので霜が付きにくくなっています。



457-1550

サイズ：W79 mm×D150 mm×H50 mm  
(穴寸法) W12 mm×D12 mm×H30 mm



457-0510

サイズ：W111 mm×D117 mm×H35 mm  
(穴寸法) W8 mm×D8 mm×H20 mm



457-0296

サイズ：W92 mm×D133 mm×H30 mm  
(穴寸法) W6.5 mm×D6.5 mm×H15 mm



457-1500

サイズ：W150 mm×D150 mm×H50 mm  
(穴寸法) W12 mm×D12 mm×H30 mm



457-1581

サイズ：W134 mm×D134 mm×H50 mm  
(穴寸法) W12 mm×D12 mm×H30 mm



箱の底に各ウェルの座標番号が  
表示されています。

品番	品名	入数	価格	単価
457-1550	ホワイトペーパーフリーズボックス50 1.5 / 2.0 mLチューブ用	12個	9,000円	750円
457-0510	ホワイトペーパーフリーズボックス100 0.5 mLチューブ用	12個	9,000円	750円
457-0296	ホワイトペーパーフリーズボックス96 0.2 mLチューブ用	12個	9,000円	750円
457-1500	ホワイトペーパーフリーズボックス100 1.5 / 2.0 mLチューブ用	12個	9,000円	750円
457-1581	ホワイトペーパーフリーズボックス81 1.5 / 2.0 mLチューブ用	12個	9,000円	750円

## 遠沈管フローターラック “Jellyfish”

### フローターラックとしても使える遠沈管専用ラック



15 mL・50 mL遠沈管各4本立ての専用ラック。  
 トレイの向きを変えることでフローターとしても使える  
 2WAY仕様です。  
 ポリプロピレン製でオートクレーブも可能です。



ポリプロピレン製

2WAY  
仕様!

#### ■ ラックとして



15 mL・50 mL遠沈管各4本立て



トレイを底にセットし、  
受け皿として使用します。

#### ■ フローターとして



トレイを上面にセットし、  
浮力で遠沈管が  
浮き上がるのを  
防止します。



品番	品名	入数	価格
1541-809	遠沈管フローターラック “Jellyfish”	1個	1,600円

## スライドケース



ポリプロピレン製

コンパクトなプラスチック製スライドケースです。  
 遮光タイプで10枚のスライドガラスを収納できます。

※スライドガラスは含まれません。

品番	品名	入数	価格	単価
158-102BL	スライドケース黒	30個	8,600円	286.7円

ラック / スタンド / ケース 遠沈管フローターラック / スライドケース