

ループ/ニードル

Loops / Needles



ディスポループ・ニードル

PS樹脂製の使い捨て白金耳です。
 平柄なので持ちやすく、しなやかな塗布感が得られます。
 放射線滅菌済みなのでフレーミング時の
 バクテリア飛散の危険がありません。
 個別包装、10本包装、25本包装の3種類の
 包装状態があります。
 10本包装と25本包装は
 保存に便利なチャック袋仕様です。

実物大 ポリスチレン製



使い残しの保存に便利なヴァージン・チャック袋




品番	品名	入数	価格	単価	大箱
171-009-S	ディスポニードル 25本チャック袋包装 滅菌	1,000本	12,000円	12円	5,000本
171-106-S1	ディスポループ 1 μL 個包装 個別滅菌	250本	13,000円	52円	1,250本
171-109-S10	ディスポループ 1 μL 10本チャック袋包装 滅菌	1,000本	14,000円	14円	5,000本
171-109-S	ディスポループ 1 μL 25本チャック袋包装 滅菌	1,000本	12,000円	12円	5,000本
171-406-S1	ディスポループ 10 μL 個包装 個別滅菌	250本	13,000円	52円	1,250本
171-409-S10	ディスポループ 10 μL 10本チャック袋包装 滅菌	1,000本	14,000円	14円	5,000本
171-409-S	ディスポループ 10 μL 25本チャック袋包装 滅菌	1,000本	12,000円	12円	5,000本

ループ / ニードル ディスポループ・ニードル / ディスポコンラージ棒

ディスポコンラージ棒

ポリスチレン製のT型使い捨てコンラージ棒です。
 スムーズな表面で培地を傷つけません。
 10本毎に包装されて滅菌済みです。



実物大 ポリスチレン製



品番	品名	入数	価格	単価
571-001	ディスポコンラージ棒 T型 滅菌	1,000本(10本×100袋)	15,000円	15円



ステンループ®・ステンニードル®

清潔かつ丈夫で半永久的に使用可能なステンレス製の白金耳です。

乾熱滅菌して使用します。

一本のステンレス線からループを形成し、スポット溶接をしていますのでループ部の脱落がありません。ステンレスが劣化してしまいますので、

ガスバーナーは使用しないでください。

フレーミング工程の削減により、検査時間の短縮とバクテリアの飛散を防止できます。




実物大 ステンレス製

標準的使用方法

一日の検体数の3倍のステンループを準備してください。

これを下記のように3つのグループに分け、ローテーションを組んで使用します。



●滅菌はステンレス製滅菌缶に50~80本入れて行います。

471-0628 471-1528 471-2528 471-3628 471-4628

品番	品名	入数	価格	単価
471-1528	ステンループ® φ1×0.5×1.0×280 mm	100本	45,000円	450円
471-2528	ステンループ® φ2×0.5×1.0×280 mm	100本	38,000円	380円
471-3628	ステンループ® φ3×0.5×1.0×280 mm	100本	38,000円	380円
471-4628	ステンループ® φ4×0.5×1.0×280 mm	100本	38,000円	380円
471-0628	ステンニードル® 0.6×1.5×280 mm	100本	38,000円	380円
4711-333	滅菌缶(S) 30×30×300 mm	1個	15,000円	—
4711-433	滅菌缶(M) 40×40×300 mm	1個	16,000円	—

