

リザーバー

*Reservoir*

## PP製 ピペッティングリザーバー

### 使いやすさにこだわったワトソンのリザーバー

液を効率的に集める絶妙な傾斜などユーザーの使い勝手を第一に考え、快適なピペッティングを実現。ポリプロピレン製なのでオートクレーブが可能です。



#### リキッドスイーパー

新開発の8つの溝「リキッドスイーパー」がチップ先端の液玉をすばやく取り除きます。



#### チョイのせガード

片手でサッと乗せて、ホコリなどの落下やコンタミを防ぐ専用カバー(フタ)です。(滅菌仕様のみ標準添付)

※密閉性はありません

サイズ:W117mm×D51mm×H6.2mm



20mL  
最大50mLまで  
使用可能

30mm

121.2mm

55.2mm



#### 最適な角度

チップタッチに最適な計算された傾斜角度で液をムダなく集めます。



#### 便利な目盛付き

5 mL、10 mL、20 mLの目盛付き。



#### 角丸形状

エッジに液が残らない角丸成形。

ポリプロピレン製



品番	品名	入数	価格	単価
1790-050-30	PP製ピペッティングリザーバー 20 mL	30個	13,800円	460円
1791-050-S	PP製ピペッティングリザーバー 20 mL(個包装) <b>滅菌</b>	10個	7,000円	700円

## ピペッティングリザーバー



液受け部寸法:  
W117mm×D26.5mm×H23.5mm



ポリエチレンテレフタレート(PET樹脂)製です。(オートクレーブ不可) 8連・12連マルチチャンネルピペットが使用できます。滅菌済みでディスポーザブルなので洗浄不足によるコンタミネーションの心配がありません。容量は約50 mLで、ひっくり返して裏側(約100 mL)も使用できます。

PET樹脂製




品番	品名	入数	価格	単価
476-050-15S	ピペッティングリザーバー 50 mL PET <b>滅菌</b>	300枚(20枚×15袋)	40,000円	133.4円
476-050-S	ピペッティングリザーバー 50 mL PET <b>個別滅菌</b>	200枚(個包装)	35,000円	175.0円

## マルチチャンネルリザーバー



476-08U-S  
スリット寸法:W104mm×D7mm×H11mm  
スリット容量:8 mL/列



476-16F-S  
スリット寸法:W105mm×D3mm×H11mm  
スリット容量:3.9 mL/列



476-24F-S  
スリット寸法:W70mm×D3mm×H11mm  
スリット容量:2.6 mL/列



ポリプロピレン製

ポリプロピレン製でオートクレーブ可能です。スロット部分の容量が小さいため、少量の検体や試薬を有効活用できます。自動ロボットに対応しています。すべてフタがセットされて個別包装滅菌済です。

品番	品名	入数	価格	単価
476-08U-S	8列リザーバーU底 PPフタ付き <b>個別滅菌</b>	20枚	12,000円	600円
476-16F-S	16列リザーバー平底 PPフタ付き <b>個別滅菌</b>	20枚	22,000円	1,100円
476-24F-S	24列リザーバー平底 PPフタ付き <b>個別滅菌</b>	20枚	22,000円	1,100円

