

その他

Others

100mL

5mL

20mL

10mL



ディスポ2重個包装

滅菌スコップ / スプーン


- 粉体、半固形状のサンプリングに
- 2重個包装だから、クリーンルームに最適
- すり切りで正確な計量が可能。目盛付
- 置いた時にこぼれない自立式

RNase / DNase / Human-DNA フリー

ワトソン独自の厳重な品質体制が敷かれたクリーンな環境で生産されたこれらの製品は、厳しい品質基準で検査されており、ご要望に応じてロット毎に RNase / DNase 証明書を発行致します。



パイロジェンテスト済み

実施結果：エンドキシンレベル = 0.05 EU/mL 以下 ※社内テストによる。



滅菌スコップ

sterilized SCOOP



ポリプロピレン製 (FDA適合)



品番	品名	入数	価格	単価
782-100S	滅菌スコップ 100mL	50個 (個包装) 個別滅菌	20,000円	400円

改良のため、予告なく形状・仕様変更する場合がございます。

その他 滅菌スコップ / スプーン





滅菌スプーン

容器の口に挿入しやすいスリムヘッド



ポリプロピレン製 (FDA適合)



782-001S
全長: 157 mm
スプーン部最大幅: 16.9 mm
高さ: 9 mm



782-005S
全長: 184.9 mm
スプーン部最大幅: 24.8 mm
高さ: 9 mm





782-010S
全長: 185 mm
スプーン部最大幅: 29.8 mm
高さ: 18 mm



782-020S
全長: 207.7 mm
スプーン部最大幅: 34.7 mm
高さ: 18 mm

sterilized SPOON



←置いた時水平になります



品番	品名	入数	価格	単価
782-001S	滅菌スプーン 1mL	100個 (個包装)	22,000円	220円
782-005S	滅菌スプーン 5mL	100個 (個包装)	22,000円	220円
782-010S	滅菌スプーン 10mL	100個 (個包装)	22,500円	225円
782-020S	滅菌スプーン 20mL	100個 (個包装)	22,500円	225円


改良のため、予告なく形状・仕様変更する場合がございます。

その他 滅菌スコップ / スプーン






廃棄物滅菌用オートクレープバッグ



シングルタイプ

スタンダードなシングルタイプのオートクレープバッグです。標準的なオートクレープ機器にぴったりのサイズです。



132℃対応タイプ

132℃以下20分以内のオートクレープに耐えます。液漏れに配慮した二重構造で袋が開けやすいように口元部分を外側へ折り返してあります。プリオン関連の滅菌や通常滅菌時(121℃)の不慮の温度上昇に対応できます。ナイロンタイプつき。

品番	品名	入数	価格	単価
541-LS	オートクレープバッグ シングル 47×78 cm	200枚	20,000円	100円
540-LH	オートクレープバッグ 132℃対応 50×70 cm	100枚	28,000円	280円




ダブルバックタイプ

内袋と外袋は材質が異なり、内袋は無色透明、外袋は色つきの透明あるいは不透明の二重構造になっています。破れにくい素材を使用しており、バッグの口を簡単にしめられるナイロンタイプつきです。
内袋:ポリプロピレン 外袋:高密度ポリエチレン

品番	品名	入数	価格	単価
540-LL	オートクレープバッグ LLサイズ(ブラウン) 60×78 cm	100枚	35,000円	350円
540-L	オートクレープバッグ Lサイズ(グレー) 50×70 cm	100枚	26,000円	260円
540-LC	オートクレープバッグ LCサイズ(ナチュラル) 50×78 cm	100枚	24,000円	240円
540-M	オートクレープバッグ Mサイズ(ブルー) 40×65 cm	200枚	29,000円	145円
540-S	オートクレープバッグ Sサイズ(ナチュラル) 30×65 cm	200枚	20,000円	100円

プロテクトシール



様々なケースを想定して開発されたサンプル管理用の特殊シールです。134℃から-196℃の温度耐性を持っており高温ならオートクレープが可能、低温では液体窒素中の保存が可能です。広範囲な温度差により剥がれたりしない強力な粘着性とオーバーラップ方式の保護フィルムで文字が消えたり剥がれたりせず、安心してサンプル管理ができます。シールの貼り付けは片手で簡単にできるワンタッチ装着です。書き込みには油性ペンをお使いください。

片手で簡単装着



1. 剥離紙をめくり



2. 端から装着




3. クルリと回して



4. オーバーラップ完了

実物大




(小) 10 mm 幅



書き込みスペース

ラミネート



(大) 20 mm 幅

品番	品名	入数	価格	単価
590-001	プロテクトシール(小)	500枚	12,000円	24円
590-002	プロテクトシール(大)	500枚	15,000円	30円

