



## 試 薬

Reagents

製造元: バイオナノティックス株式会社  
改良のため、予告なく形状・仕様変更する場合がございます。

バッファー



489-TAE-01

左: 489-TAE-50-100  
右: 489-TAE-50



### TAEバッファー (1x / 50x)

汎用的な電気泳動用TAEバッファーです。  
1×タイプはそのままお使いいただけます。  
50×タイプは精製水で50倍に希釈してお使いください。

※使用期限:ご購入日より6ヶ月 / 保存方法:高温多湿を避け常温保管

品番	品名	容量	入数	価格
489-TAE-01	1×TAE Buffer	5L	1袋/箱	10,000円
489-TAE-50-100	50×TAE Buffer	10mL	10本	2,400円
489-TAE-50	50×TAE Buffer	250mL	1本	4,600円



489-TBE-10

### TBEバッファー (10x)

汎用的な電気泳動用TBEバッファーです。  
精製水で10倍に希釈してお使いください。

※使用期限:ご購入日より6ヶ月 / 保存方法:高温多湿を避け常温保管

品番	品名	容量	入数	価格
489-TBE-10	10×TBE Buffer	250mL	1本	4,600円



489-TE-01

### TEバッファー

DNAの溶解や保存に用います。

※使用期限:ご購入日より6ヶ月 / 保存方法:高温多湿を避け常温保管

品番	品名	容量	入数	価格
489-TE-01	TE Buffer (pH8.0)	250mL	1本	4,600円



489-ACB-01

### 3M 酢酸ナトリウムバッファー

DNA・RNAのエタノール沈殿に使用できます。  
核酸溶液に、最終濃度0.3Mになるように加えてください。

※使用期限:ご購入日より6ヶ月 / 保存方法:高温多湿を避け常温保管

品番	品名	容量	入数	価格
489-ACB-01	3M Sodium Acetate Buffer (pH5.2)	30mL	1本	3,500円



489-SSC-20

### 20×SSC

サザン分析にお使いください。

※使用期限:ご購入日より6ヶ月 / 保存方法:高温多湿を避け常温保管

品番	品名	容量	入数	価格
489-SSC-20	20×SSC	1L	1本	5,000円



## 洗浄バッファー



489-TRI-01

### 10% Triton X-100

タンパク質溶出・可溶化等にご使用いただける、非イオン性界面活性剤です。

※使用期限:ご購入日より6ヶ月 / 保存方法:高温多湿を避け常温保管

品番	品名	容量	入数	価格
489-TRI-01	10% Triton X-100	500mL	1本	7,500円



489-TWE-01

### 10% Tween 20

タンパク質溶出・可溶化等にご使用いただける、非イオン性界面活性剤です。

※使用期限:ご購入日より6ヶ月 / 保存方法:高温多湿を避け常温保管

品番	品名	容量	入数	価格
489-TWE-01	10% Tween 20	500mL	1本	5,000円

## ラボラトリーウォーター



489-UPW-01

### PCR用滅菌超純水

大切なPCR反応にお薦めします。  
(電気抵抗率18.2MΩ・CM)

※使用期限:ご購入日より6ヶ月 / 保存方法:高温多湿を避け常温保管

品番	品名	容量	入数	価格
489-UPW-01	Ultrapure Water for PCR <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">滅菌</span>	30mL	2本	3,500円



489-DEP-01


### DEPC水

RNaseフリー水として、RNA実験にお使いください。

※使用期限:ご購入日より6ヶ月 / 保存方法:高温多湿を避け常温保管

品番	品名	容量	入数	価格
489-DEP-01	DEPC Water (0.1% DEPC) <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">滅菌</span>	500mL	1本	7,500円

ゲル




489-AGEL-B02

## プレキャストアガロースゲル "Time is Gel"


出来たてのゲルをそのままパッキングしました。  
 取り出してすぐ実験を始められます。  
 ゲルサイズ：W52 mm×D58 mm×H15 mm (8well)  
 (アガロースゲル 2%/TAE バッファー)

※使用期限：冷蔵保存でご購入日より3ヶ月

品番	品名	入数	価格
489-TIGEL-S01	Time is Gel (2% Agarose / TAE) S	20枚 (2枚×10/パック)	19,600円



489-AGEL-A02



489-AGEL-B02

## 2% アガロースゲル (TAE/TBE)

アガロースとバッファーを調合済みなので、電子レンジで温めるだけで  
 ムラのないアガロースゲルが作成できます。

※使用期限：ご購入日より2ヶ月 / 保存方法：室温保存 (4℃でも可)

品番	品名	容量	入数	価格
489-AGEL-A02	2% Agarose Gel (TAE Buffer) <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">滅菌</span>	100mL	10本	21,000円
489-AGEL-B02	2% Agarose Gel (TBE Buffer) <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">滅菌</span>	100mL	10本	21,000円



ローディングバッファー



### 10×Dye

電気泳動するサンプルに加える色素バッファーです。  
8連チューブ入りは、複数サンプルへの添加が容易です。

※使用期限:ご購入日より6ヶ月 / 保存方法:高温多湿を避け常温保管

品番	品名	滅菌	容量	入数	価格
489-DYE-10	10 × Dye	滅菌	1mL	5本	6,000円
489-DYE-10-8CH	10 × Dye	滅菌	150μL×8ウェル	3ストリップ	7,000円
489-DYE-10-30	10 × Dye	滅菌	30mL	1本	35,000円



### 6×Dye

電気泳動の際、サンプルDNAに対して、1/5量を混合して使用する  
サンプルアプライ用色素液です。

※使用期限:ご購入日より6ヶ月 / 保存方法:高温多湿を避け常温保管

品番	品名	滅菌	容量	入数	価格
489-DYE-06	6 × Dye	滅菌	1mL	5本	5,000円
489-DYE-06-8CH	6 × Dye	滅菌	150μL×8ウェル	3ストリップ	5,000円
489-DYE-06-30	6 × Dye	滅菌	30mL	1本	25,000円



### 色素バッファー


PCR反応時・制限酵素処理時に1/10量入れてください。  
PCR・制限酵素処理後すぐに電気泳動できます。  
Ligationを阻害しません。  
普段お使いのポリメラーゼを使用可能です。

※使用期限:ご購入日より6ヶ月 / 保存方法:高温多湿を避け常温保管

品番	品名	滅菌	容量	入数	価格
489-SPY-B	Speedy-Blue	滅菌	500μL	5本	5,000円
489-SPY-O	Speedy-Orange	滅菌	500μL	5本	5,000円
489-SPY-G	Speedy-Green	滅菌	500μL	5本	5,000円
489-SPY-MIX	Speedy-ProMIX	滅菌	500μL	5本	5,000円


## DNA ラダーマーカー

## 100 bp DNA Ladder



※2.0%アガロースゲル使用

## 1 kb DNA Ladder




※0.8%アガロースゲル使用

品番	品名	容量	入数	価格
BRG-100-02	DNA ラダーマーカー 100 bp	500 μL (100回分)	1本	4,980円
BRG-100-0205	DNA ラダーマーカー 100 bp	500 μL (100回分)	5本	24,250円
BRG-100-0210	DNA ラダーマーカー 100 bp	500 μL (100回分)	10本	44,800円
BRG-1kb-02	DNA ラダーマーカー 1 kb	500 μL (100回分)	1本	4,980円
BRG-1kb-0205	DNA ラダーマーカー 1 kb	500 μL (100回分)	5本	24,250円
BRG-1kb-0210	DNA ラダーマーカー 1 kb	500 μL (100回分)	10本	44,800円

## ハイパー DNA ラダーマーカー

## 10 kbp Hyper DNA Ladder

100bp~10kbp用マーカーです。



※1.2%アガロースゲル使用

品番	品名	容量	入数	価格
BRG-10kbp-IW	ハイパー DNA ラダーマーカー 10 kbp	500 μL (100回分)	1本	6,500円