

2022年1月28日

お客様各位



ワトソン株式会社

【東日本営業所】〒116-0003 東京都荒川区南千住 6-57-12

TEL:03-5615-3591 FAX:03-5615-3592

【西日本営業所】〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷 2-2-7

TEL:078-991-4489 FAX:078-991-4491

## 新製品「1000 $\mu$ L ラージボアチップ」のご案内

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

1/11より新発売した【200 $\mu$ L ラージボアチップ】に続き、【1000 $\mu$ L ラージボアチップ】につきましても以下日程より発売開始することとなりました。

先端口径が広く、大きい細胞やグリセロールなどの粘度の高いサンプルのピペッティングに最適です。

ラインナップとしては、バルク製品の他、システムラック、フィルターチップとなります。

但し、初回製造数には限りがございますので、ご注文数量によっては出荷制限をかけさせていただく可能性がございますこと、予めご了承ください。

製品仕様につきましては、弊社ホームページにてご確認いただきますようお願いいたします。

今後とも弊社商品をご愛顧いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

### 【発売開始時期】2022年1月31日（月）

容量	品番	品名	入数	定価
1000 $\mu$ L	113-844C	1000ul ラージボアチップ バルク	1,000本	¥3,900
	120P-844CS	1000ul ラージボアチップ システムラック(PP) 滅菌	96本×10ラック	¥6,800
	124P-844CS	1000ul ラージボアフィルターチップ システムラック(PP) 滅菌	96本×10ラック	¥17,000

以上