

Something Different.

**WATSON** BIO LAB  
MADE IN JAPAN SINCE 1988



NEXTYシリーズのための  
ピペッタースタンド!



# NEXTY ピペッター スタンド

- 使いやすい角度のホルダー
- スムーズな回転
- コンパクト設計の6本掛け
- 持ち運びも楽々
- 他社製品も使用可  
(ご使用になれない機種もあります)
- スタイリッシュなデザイン

\*ピペッターは付属していません。

機能性とデザイン性を兼ね備えた

# NEXTY ピペッタースタンド

他社製品にも  
一部対応!!




サッとかけて、しっかりホールド。

※ピペッターは付属しておりません。

## 適応ピペッター

- ワトソンNEXTY/NEXTY-Sピペッター各種(シングルチャンネル・マルチチャンネル・容量固定)
- ギルソン・ピペットマン ~1000 $\mu$ L ●サーモ・フィンピペット ~100-1000 $\mu$ L
- ニチヨー・ニチベットEX Plus II ~5000 $\mu$ L / ニチベットプレミアム ~100-1000 $\mu$ L
- レイニン・ピペットライトXLS ~500-5000 $\mu$ L



## 持ちやすい。

ヘッド部分は移動させる際に  
手になじんで持ちやすいキノコ型。



## 掛けやすく、取りやすい。

ホルダーはピペッターを掛けやすく、  
取りやすい角度に設計。  
もちろんピペッターのホールド力も抜群。  
一部ワトソン社製以外のピペッターも  
掛けることができます。



## 滑らかな回転。

ストレスなくスムーズに回せる  
ホルダージョイント。



## コンパクト。

コンパクトなピペッター6本掛け。  
省スペースでありながら、倒れにくい  
構造です。

|         |   |
|---------|---|
| 品番      | NT-STD                                      |
| 品名      | NEXTY ピペッタースタンド                             |
| 入数      | 1個  |
| 最大ホールド数 | 6本  |
| 寸法      | 高さ：330 mm 最大径： $\Phi$ 200 mm<br>(ピペッターを含まず) |

Something Different.  
**WATSON** BIO LAB  
MADE IN JAPAN SINCE 1988  
<https://www.watson.co.jp>

発売元

**ワトソン株式会社**

E-mail: [tcr@watson.co.jp](mailto:tcr@watson.co.jp)

東日本営業所  
〒150-0034  
東京都渋谷区代官山町14-17 1F  
TEL: 03-5615-3591 FAX: 03-6427-0740

西日本営業所  
〒651-2241  
兵庫県神戸市西区室谷2-2-7  
TEL: 078-991-4489 FAX: 078-991-4491

製造元

**深江化成株式会社**

※製品の仕様・価格等は予告なしに変更することがあります。