

三容量可変 簡易ピペット

Something Different.

WATSON® BIO LAB
MADE IN JAPAN SINCE 1988



プチペット



コンパクト

リーズナブル

あらゆる
検体・試料に
使えます


使い方
簡単

品番	品名	入数
● PETIT-PET-25	三容量可変ピペット 10 / 15 / 25 μ L	10本
● PETIT-PET-250	三容量可変ピペット 70 / 100 / 250 μ L	10本
● PETIT-PET-1000	三容量可変ピペット 200 / 300 / 1000 μ L	10本
● PETIT-PET-5000	三容量可変ピペット 1500 / 3000 / 5000 μ L	10本

<プチペット> 使用例

低価格 だから、コストを気にせず
ディスプレイザブル で使用できる!

*コンタミが気になる試料を大量にお使いの時
例) 血液サンプル、尿サンプル など



コンパクト で簡易形状だから
どこへでも 手軽に持ち運べる!

*フィールドでのサンプル採取に重く精密なマイクロピペットを
持っていくのはちょっと…という時
例) 土壌サンプルの採取 など

**検査キット等の
付属品としていかがですか?**

低価格、コンパクト、幅広い容量
バリエーションの三拍子揃った
三容量可変ピペット「プチペット」。
検査キットなどに付属する
簡易ピペットとして大変便利です。

※OEM仕様についても
ご相談承ります。

幅広い容量範囲!

*各ピペット3つある容量パターンを組み合わせれば、
少ない吸引吐出回数で幅広い容量に対応可能です
例) プチペット-25 (容量10μL、15μL、25μL) 使用

10μL × 2回 = 20μL
10μL + 25μL = 35μL
25μL × 2回 = 50μL



※本製品はブローアウトできません。

Something Different.
WATSON BIO LAB
MADE IN JAPAN SINCE 1988
<https://www.watson.co.jp>

発売元
ワトソン株式会社
E-mail: tcr@watson.co.jp

東日本営業所
〒150-0034
東京都渋谷区代官山町14-17 1F
TEL: 03-5615-3591 FAX: 03-6427-0740

西日本営業所
〒651-2241
兵庫県神戸市西区室谷2-2-7
TEL: 078-991-4489 FAX: 078-991-4491

製造元
深江化成株式会社

※製品の仕様・価格等は予告なしに変更することがあります。