

日本製

研究用

サンプルあります!!

使いやすさにこだわった

20mL

PP製

ピペッティングリザーバー

新開発!


“リキッドスウィーパー”

今までにない8つの溝が
チップ先端の液玉を
すばやく取り除きます。

滅菌仕様には
専用力カバー(フタ)

“チョイのせガード”
が付いてくる!

- チップタッチに最適角度。
- オートクレーブ可能。
熱収縮により多少のひずみが発生することがありますが、問題なくご使用いただけます。
- 最大50mLまで使用可能。
- 12連ピペッターでも使用できる広めの幅。
- 便利な目盛付き。
- 洗しやすい角丸形状。



計算された傾斜角度で液をムダなく集めます。



洗しやすい角丸形状。

チョイっと手軽に
コンタミ防止!

片手でサッと乗せて、ホコリなどの落下や
コンタミを防ぎます。(密閉性はありません)

品番	品名	入数
1790-050-30	PP製ピペッティングリザーバー20mL	30個
1791-050-S	PP製ピペッティングリザーバー20mL 個包装(フタ付) 滅菌	10個

Something Different.

WATSON BIO LAB
MADE IN JAPAN SINCE 1988

