

プレキャストアガロースゲル **Time is Gel**

使用上の注意

★1%ゲルには、保護カバーが付いているので、ご使用前に取り外してください★

- ・ 研究用途以外には使用しないで下さい。
- ・ 充填バッファーは1×TAEです。
- ・ 落下させると破損の恐れがあります。
- ・ 凍らせないで下さい。
- ・ 冷暗所に保管してください。
- ・ 購入から3ヶ月以内にご使用下さい。
- ・ 開封後はお早めにお使い下さい。
- ・ ゲル枠とゲルが離れている可能性もございますので、取り出し時には滑り落ちないようにご注意ください。
- ・ 製造過程で発生する枠外のゲルも混入していることがございますが、品質には問題ありませんので、使用前に除去してご使用下さい。
- ・ 電気泳動の際は、付属の目盛プレートをゲルの下に敷いてお使いください。
- ・ 目盛プレートは、使用後に洗浄・乾燥させ、繰り返しご使用ください。

WATSON