


NEXTY カスタマーサポート & メンテナンスサービス

安心の純国産品で確実な精度を持つNEXTYピペッターをいつも良い状態でお使いいただくために、メンテナンス体制も万全に整えています。

NEXTYピペッターは全てのピペットサービスを国内で実施、クオリティーの高いサービスを提供いたします。

※NEXTY容量固定ピペッターの修理は承っておりません。

メンテナンスフローチャート



※修理・点検などのサービスを依頼されるときは、人体に有害な物質に汚染されていないことを確認の上ご依頼ください。

メンテナンスサービス

サービスパッケージ

S...NEXTY-S

	料金	内容
エコミークラス	S・シングル ¥2,000	クリーニング、Oリング、プランジャーシール、ノズルコーンの交換、グリスアップ、精度チェック
	オートクレーパブル ¥2,500	
	Sマルチ ¥4,500	
ビジネスクラス	S・シングル ¥4,000	エコミークラスのサービス内容に、以下のパーツ交換が追加。(交換対象部品: エジェクトコーン、パネ1・2、パネ座金1~3、プランジャー、プランジャー継手、ノックピン)
	オートクレーパブル ¥8,000	
	Sマルチ ¥15,000	
ファーストクラス	S・シングル ¥8,000	ビジネスクラスのサービス内容に、以下が追加。(交換対象部品: 内部パーツすべて)
	オートクレーパブル ¥16,000	
	Sマルチ ¥20,000	

作業報告書、精度検定書 (キャリブレーションレポート) 付き
校正証明書、トレーサビリティ体系図は別途 ¥2,000

校正サービス

S...NEXTY-S AC...NEXTYオートクレーパブル

	料金	内容
校正前 データ無し	S・シングル・AC ¥6,000	3点検定: 容量 (最大容量、中間容量、最小容量) 測定回数: 10回
	Sマルチ・マルチ ¥10,000	
校正前 データ付き	S・シングル・AC ¥9,200	
	Sマルチ・マルチ ¥13,500	

作業報告書、精度検定書 (キャリブレーションレポート)、校正証明書 (測定機器)、トレーサビリティ体系図付き ※別途部品代


「証明書」をお付けいたします。

※一部有料となります。

校正証明書 (測定機器)
(ISO 8655による)



トレーサビリティ証明書



交換部品等の詳細はワトソンまでお問合せください。

WATSON's Wat's On? Tweet
ワトソン君の
「ワッツオン」限定ツイート
#SDGsなワトソン!?

販売店

発売元 **ワトソン株式会社** <https://www.watson.co.jp>
E-mail: tcr@watson.co.jp

東日本営業所 〒116-0003 東京都荒川区南千住 6 丁目 57-12 TEL:03-5615-3591 FAX:03-5615-3592
西日本営業所 〒651-2241 兵庫県神戸市西区室谷 2-2-7 TEL:078-991-4489 FAX:078-991-4491

つくる、遺伝子。
製造元 **深江化成株式会社**

※掲載価格には消費税は含まれておりません。 ※製品の仕様・価格等は予告なしに変更することがあります。 2023. August

ワトソンが提案する情報誌
[WATSONNEWS -ワッツオン-] 令和5年8月 第6号

WATSON

日本製
MADE IN JAPAN

研究用

made in JAPAN

2023 Aug.

2023
8/21 (月)
↓
9/29 (金)



Something Different.

WATSON BIO LAB
MADE IN JAPAN SINCE 1988



@WATSON_JAPAN

シングルも! マルチも!!

夏の 下取りキャンペーン!

今お使いのピペッターを下取りに出すと、
下取り本数と同数のNEXTY-Sピペッターが

40%OFF!!

壊れていても
OK!

他社ピペッターの
下取り
OK!

シングル下取りで
マルチ購入も
OK!!

NEXTY-Sと一緒にどうぞ。

NEXTY スタンド

30%OFF!!

NT-STD

品番	品名	入数	価格	キャンペーン価格
NT-STD	NEXTYピペッタースタンド	1個	13,000円	9,100円



下取り
お申込み
方法

下記URLより『下取り申込書』をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、
下取り希望のピペッターと共にワトソン製品販売代理店にお渡しください。

https://watson.co.jp/trade_request_form_2308.zip



品番	品名	装着可能チップ	入数	価格	キャンペーン価格
NT-S2	NEXTY-S2 シングルチャンネルピペッター	0.2~2µL	204/207/201	1本 18,000円	10,800円
NT-S10	NEXTY-S10 シングルチャンネルピペッター	1~10µL	204/207/201	1本 18,000円	10,800円
NT-S20	NEXTY-S20 シングルチャンネルピペッター	2~20µL	705/703/503	1本 18,000円	10,800円
NT-S100	NEXTY-S100 シングルチャンネルピペッター	10~100µL	705/703/503/ 505/801	1本 18,000円	10,800円
NT-S200	NEXTY-S200 シングルチャンネルピペッター	20~200µL	705/703/503/ 505/801	1本 18,000円	10,800円
NT-S1000	NEXTY-S1000 シングルチャンネルピペッター	100~1000µL	502/706/804/ 806/805	1本 18,000円	10,800円
NT-S5000	NEXTY-S5000 シングルチャンネルピペッター	500~5000µL	401	1本 18,000円	10,800円

品番	品名	装着可能チップ	入数	価格	キャンペーン価格
NT-S810	NEXTY-S 8連マルチチャンネルピペッター	1~10µL	207/204/201	1本 65,000円	39,000円
NT-S8100	NEXTY-S 8連マルチチャンネルピペッター	10~100µL	705/703/503	1本 65,000円	39,000円
NT-S8200	NEXTY-S 8連マルチチャンネルピペッター	20~200µL	705/703/503/ 505/801	1本 65,000円	39,000円
NT-S8300	NEXTY-S 8連マルチチャンネルピペッター	50~300µL	505	1本 65,000円	39,000円

※各ピペッターはそれぞれ太文字表記のチップにて校正を実施しております。それ以外の装着可能チップについては、検査成績書の性能と若干の誤差が生じる場合があります。